

## TESTI ZA KONTROLO PRISOTNOSTI GLIADINA (GLUTENA)

### I. RIDA®QUICK Gliadin - kromatografski test (kat.št.:R7003)


Hiter test za vizualno kontrolo prisotnosti gliadina(glutena)

**Namen uporabe:**

- kontrola delovnih površin (jemanje brisov)
- kontrola prisotnosti gliadina (glutena) v živilih



Izvedba testa →



**Opis testa:**

- Občutljivost: 2,5 ppm (mg/kg) gliadina je enako 5 ppm (mg/kg) glutena
- Trajanje testa: 5 min
- Rezultati: vizualno odčitavanje
- Vsebnost kita: 25 testnih palčk, 25 pipet za enkratno uporabo, 30 epruvet, pufer

### II. ELISA testi

**Namen uporabe:**

- sendvič Elisa testi namenjeni za kvantitativno kontrolo prisotnosti prolaminov iz pšenice (gliadin), rži (secalin) in ječmena (hordein). Test je namenjen tudi za kontrolo surovin in procesirane hrane.

#### 1. RIDASREEN® Gliadin (kat.št.: R7001)

**Opis testa:**

- Mikrotiterna ploščica z 96 mikrokivetami (well)
- Občutljivost: 1,5 ppm (mg/kg) gliadina je enako 3 ppm (mg/kg) glutena
- Trajanje testa: 1h 30 min
- Odčitavanje rezultata: fotospektrometrično (450 nm)
- Vsebnost kompleta: vsi reagenti za izvedbo testa so v kompletu

#### 2. RIDASREEN®FAST Gliadin (kat.št.: R7002)

**Opis testa:**

- Mikrotiterna ploščica z 48 mikrokivetami (well)
- Občutljivost: 2ppm (mg/kg) gliadina je enako 4 ppm (mg/kg) glutena
- Trajanje testa: 30 min
- Odčitavanje rezultata: fotospektrometrično (450 nm)
- Vsebnost kompleta: vsi reagenti za izvedbo testa so v kompletu

