


ChroMate® je kompaktan, 8- kanalni ELISA čitač. ChroMate® automatski očita ELISA pločicu. Rezultati očitavanja apsorbancije svake pojedinačne jažice ELISA pločice su brzi i precizni.

Spojen sa računalom ChroMate® osigurava brzo očitavanje i potpuni pristup do podataka sačuvanih u računalnom programu (izvještaji, baždarne krivulje, datumi rada....).



ChroMate® omogućuje slobodan izbor analiza.

Chromate 4300 Mikrotitarski Čitač - Specifikacija

Optical Measurement Range	0.0 to 4.0 Absorbance units (A).	Power Requirements	115V or 230V AC, 50-60Hz (auto-sensing)
Photometric Accuracy	+/- 1%	PC connection	USB port
Light Source	Remote Halogen lamp source with lamp saver feature	Speed	Read absorbance of 96 wells in about 12 seconds
Wavelengths	405, 450, 492 and 630nm with 2 more optional filters from 405 to 700nm.	Dimensions	19x20.3x42cm
Vessel	Standard 96 wells microtiter plates	Weight	4.5kg