




**RIDA®STAMP** pločice su pripravljene odmah za upotrebu uzimanja otiska.

Direktni otisci se mogu uzimati sa ravnih radnih površina, kao i sa površina namirnica. RIDA®STAMP dolaze u petrijevoj zdjelici napunjenoj sa agarom za što bolji kontakt s površinom sa koje se uzima otisak.

Rukovanje je jednostavno – otvorite pokrov, uzmete otisak, zatvorite pokrov, inkubirate i prebrojite izrasle kolonije.

Naziv proizvoda	Detekcija	Max. rok trajanja
RIDA®STAMP Cereus	<i>Bacillus cereus</i>	12 M
RIDA®STAMP Coliform	Coliform bacteria	12 M
RIDA®STAMP ECC	E. coli & coliform bacteria	12 M
RIDA®STAMP Pseudomonas	<i>Pseudomonas</i> spp.	7 M
RIDA®STAMP S. aureus	<i>Staphylococcus aureus</i>	4 M
RIDA®STAMP Salmonella	<i>Salmonella</i>	5 M
RIDA®STAMP Staph	<i>Staphylococcus</i> spp.	6 M
RIDA®STAMP Total	Total plate count (TPC)	12 M
RIDA®STAMP Total Desi	TPC for sanitation control	12 M
RIDA®STAMP Vibrio	<i>Vibrio</i> spp.	6 M
RIDA®STAMP YM-P	Yeasts & molds	12 M

### RIDA®STAMP – agar pločice za detekciju mikroorganizama




Total

Cereus

YM-P

Coliform




S.aureus (X-SA)

Staph

Pseudomonas

Total Desi



Salmonella

ECC

E. coli

Coliform



Vibrio