




RIDA®STAMP ploščice so pripravljene za takojšnjo uporabo jemanja odtisov.

Direktni odtisi se lahko jemljejo z ravnih delavnih površin, kot tudi s površin živil. RIDA®STAMP so zasnovane v petrijevki napoljnene z agarjem za čim boljši kontakt s površino s katere se jemlje odtis. Rokovanje je enostavno – odprete pokrov, vzamete odtis, zaprete pokrov, inkubirate in štejete zrasle kolonije.

Naziv proizvoda	Detekcija	Max. rok trajanja
RIDA®STAMP Cereus	<i>Bacillus cereus</i>	12 M
RIDA®STAMP Coliform	Coliform bacteria	12 M
RIDA®STAMP ECC	E. coli & coliform bacteria	12 M
RIDA®STAMP Pseudomonas	<i>Pseudomonas</i> spp.	7 M
RIDA®STAMP S. aureus	<i>Staphylococcus aureus</i>	4 M
RIDA®STAMP Salmonella	<i>Salmonella</i>	5 M
RIDA®STAMP Staph	<i>Staphylococcus</i> spp.	6 M
RIDA®STAMP Total	Total plate count (TPC)	12 M
RIDA®STAMP Total Desi	TPC for sanitation control	12 M
RIDA®STAMP Vibrio	<i>Vibrio</i> spp.	6 M
RIDA®STAMP YM-P	Yeasts & molds	12 M

RIDA®STAMP – agar ploščice za detekcijo mikroorganizmov




Total

Cereus

YM-P

Coliform




S.aureus (X-SA)

Staph

Pseudomonas

Total Desi



Salmonella

ECC

E. coli

Coliform



Vibrio