

## RIDA® QUICK Gliadin - kromatografski test

Namen uporabe:

- kontrola delavnih površin (jemanje brisov)
- kontrola prisotnosti gliadina (glutena) v surovinah in živilih


Opis testa:

Občutljivost: 5,0 ppm glutena z R5 monoklonalnimi protitelesi

Trajanje testa: 5 min

Rezultat: vizualna interpretacija

Vsebnost kita: 25 testnih palčk, 25 pipet za enkratno uporabo, 30 epruvet, pufer



R7003



R7004



R7005

Kat. št.	Proizvod	Pakiranje
R7003	RIDA® QUICK Gliadin	25
R7004	RIDA® QUICK Gliadin - single pack	25
R7005	RIDA® QUICK Gliadin - ready to swab	25

### Dodatna oprema

BS800-25	Pripravljeni brisi za površine	25
R7012	Set of 3 processed Gliadin Assay Controls	3x1.5g
R7006	Coctail raztopina (patentirana)	105 ml

Izvedba testa:



Hitri alergenski testi v obliki testnih palčk se v industriji uporabljajo kot kvalitativna metoda za določevanje ostankov alergenov v vzorcih, surovinah, površinah in izpirkih.

Opis testa:

Občutljivost: 1,0 ppm (mg/kg)

Trajanje testa: 5 min

Rezultat: vizualna interpretacija

Vsebnost kita: 10 testnih palčk, 10 pipet za enkratno uporabo,  
10 epruvel, pufer



Kat. št.	Proizvod	Pakiranje
BL600-10	Coconut	10
BL601-10	Almond	10
BL602-10	Brazil nut	10
BL603-10	Mustard/Senf	10
BL604-10	Hazelnut	10
BL605-10	Macadamia nut	10
BL606-10	Peanut	10
BL607-10	Walnut	10
BL608-10	EI/Egg	10
BL609-10	Sesame	10
BL610-10	Cashew kernel	10
BL611-10	Pistachio	10
BL613-10	Milk	10
BL616-10	Crustacean	10
R7103	RIDA®QUICK Soya	25

Izvedba testa:

