

Prednosti in lastnosti:

- ✓ Majhna in lahka aparaturna za kontrolo higiene
- ✓ Občutljivost – detekcija do 1 femtomola ATP-a.
- ✓ Možnost vzpostavitve 2000 linij kontrolnih točk
- ✓ Na vsaki liniji se lahko shrani do 250 planov
- ✓ Alfanumerični (z besedami) prikaz odvzemnih mest
- ✓ Shrani do 10000 rezultatov
- ✓ Lahek za rokovanje
- ✓ Rezultati v 10 sekundah
- ✓ Ob vključitvi se instrument samokalibrira
- ✓ Povezava z računalnikom in prenos rezultatov z RS232 adapterjem
- ✓ V komplet je vključen računalniški program „FireFly“
- ✓ V komplet je vključena torbica za instrument, stojalo in vrstica za prenos instrumenta



Firefly™ Swab - kompletan sistem z encimi za odzem brisa

Firefly™ ATP bris je sistem brisa z tekočim encimom za odzem brisov s površin pri izvajanju kontrole higiene. Rezultate odčitamo z uporabo Firefly™ ATP luminometra. Firefly™ ATP bris vsebuje stabilni encim v tekoči obliki, ki omogoča pridobivati natančne rezultate.

Uporaba

- kontrola higiene površin in tekočin (ispirki)
- Uporaba v HACCP sistemu
- Kontrola higiene v živilskih obratih
- Kontrola higiene v kuhinjah in menzah
- Kontrola higiene v bolnišnicah, domovih za ostarele
- Kontrola higiene kirurških sob, instrumentarija.....

Hitro in enostavno – Rezultat v 10 sekundah

